




A imagem representa um ator que não está realmente entubado ou incluído em um estudo clínico

Outra opção confiável na família de produtos AnchorFast

O fixador de Tubo Orotraqueal (OT) Anchorfast Guard Select™ proporciona um método eficaz para fixar e posicionar firmemente o tubo orotraqueal (com ou sem o lúmen de aspiração subglótica) sem o uso de fita adesiva.

Em um estudo clínico*, os profissionais de saúde identificaram a capacidade da manga protetora em manter a via aérea principal pela prevenção da oclusão do tubo OT em 100% dos pacientes avaliados.



AnchorFast Guard Select
Fixador de Tubo Orotraqueal

AnchorFast Guard Select

Fixador de Tubo Orotraqueal



Em 90% (27 de 30) dos pacientes avaliados, os profissionais de saúde declararam que era **fácil de posicionar/inserir na manga protetora os três tipos de tubo (OT, convencional e subglótico)**.



Em 87% (25 de 30) dos pacientes avaliados, os profissionais de saúde declararam que o dispositivo era **fácil de mobilizar** de um lado para o outro durante a utilização.



Em 100% dos 30 pacientes avaliados, os profissionais de saúde sinalizaram a **aspiração subglótica aceitável**.




Em 97% (29 de 30) dos pacientes avaliados, com base na experiência geral dos profissionais de saúde com o produto estudado, **esses profissionais gostariam de ter o produto em seus locais de trabalho**.

**Dados em arquivo. Estudo clínico 5855-1, Múltiplas configurações de UTI, n= 30 pacientes utilizando tubos OT com capacidade de aspiração subglótica integrada.*

O **trilho deslizante** permite reposicionar facilmente o tubo OT de um lado para o outro enquanto o tubo mantém-se seguro

A **barreira protetora de pele** é o principal meio de fixar o dispositivo na face do paciente



Manga protetora integrada ao fixador com design que ajuda a prevenir oclusão do tubo
(Tubo orotraqueal não incluso)

Trava com click segurança, para estabilizar o tubo OT e mantê-lo na posição

O AnchorFast Guard Select incorpora todos os recursos do AnchorFast Guard com uma manga modificada projetada para acomodar tubos convencionais e com a via de aspiração subglótica integrada.



AnchorFast Guard Select* AnchorFast Guard*

Descrição do Produto	Código	Unid/Caixa
AnchorFast Guard Select fixador de tubo orotraqueal Fixa tubos OT variando de 5.0 - 9.0 mm, aspiração subglótica de 6.0 - 8.0 mm	9700	12
AnchorFast Guard fixador de tubo orotraqueal Fixa tubos OT variando de 5.0 - 10.0 mm	9800	12

Para mais informações entre em contato com o Programa Qualivida: <https://www.hollister.com.br/pt-br/qualivida>



Hollister do Brasil
Avenida Jabaquara 2958, 7º andar
Planalto Paulista
São Paulo -SP
CEP: 04046-500
www.hollister.com.br

USA Rx Only. Caution: Federal (USA) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician or other healthcare practitioner licensed under state law to order this product. Prior to use, be sure to read the Instructions for Use for information regarding Intended Use, Contraindications, Warnings, Precautions, and Instructions.

The Hollister logo, AnchorFast, AnchorFast Guard and AnchorFast Guard Select are trademarks of Hollister Incorporated. ©2019 Hollister Incorporated.

923370-0819

