

Preservar o Ambiente Corretamente

Faz toda a diferença



Apresentamos

A Barreira de Pele **CeraPlus™**
*com Tecnologia Remois**



© 2015 Hollister Incorporated. 922503-415



*Remois is a technology of Alcare Co., Ltd.



Cuidados em Estomia
Pele Saudável. Resultados Positivos

A pele periestomal merece o melhor

O cuidado da saúde da pele periestomal é muito importante. A condição desta pele afeta tanto a aderência da barreira, quanto o conforto e o bem-estar de um paciente que vive com um estoma.

Os problemas de pele periestomal são muito comuns. Cerca da metade das pessoas que vivem com um estoma deverão relatar problemas de pele em algum momento de suas vidas.

Muitos acreditam que os problemas de pele são normais para quem vive com um estoma. Nós discordamos. Os pacientes não precisam sofrer e nosso objetivo é ajudar a manter a pele periestomal saudável desde o início.



Chegou a Barreira de Pele CeraPlus™

A Hollister tem o prazer de oferecer uma nova e inovadora opção no atual portfólio de barreiras de pele disponíveis no mercado.

A barreira de pele CeraPlus™ é infundida com ceramida, um lipídio natural da pele que protege contra o ressecamento.


A barreira de pele CeraPlus™ é projetada para manter a adesividade enquanto ajuda a:

- Proteger a barreira da umidade natural da pele
- Manter a boa saúde da pele periestomal
- Diminuir a perda de água transepidérmica (TEWL) da pele danificada ou corrompida

A Vantagem da Ceramida

A ceramida é um componente natural da pele humana, constituída por moléculas de lipídios cerosos. A ceramida liga às células da camada mais externa da pele (epiderme) que juntas formam uma barreira protetora à prova d'água.

As ceramidas ajudam a prevenir a perda de água que pode causar danos e ressecamento na pele. Muitos produtos hidratantes para a pele contêm ceramida como componente para ajudar a protegê-la da perda de sua umidade natural.



Ceramida:

- É um componente natural da pele humana
- Liga às células do estrato córneo para formar uma barreira protetora à prova d'água
- Ajuda a evitar a perda de água que pode levar a danos e ressecamento da pele

*84% dos profissionais da saúde que responderam à pesquisa relataram que provavelmente continuarão a usar e recomendar a barreira de pele CeraPlus™ para seus pacientes.***

Nossa nova barreira de pele CeraPlus™ foi projetada para proporcionar uma pele saudável desde o início - para que seus pacientes mantenham a boa saúde da pele, mesmo após deixarem de receber os cuidados de um profissional da saúde.

Experimente a diferença da barreira de pele CeraPlus™.

Entre em contato com o representante da Hollister para obter detalhes e amostras para teste.

** Resultados de uma avaliação do produto de 2014 (N = 111) da barreira de pele CeraPlus™ no Canadá e Holanda.

Linha CeraPlus™ New Image - Sistema de Duas Peças

Plana Recortável com Adesivo Hipoalergênico

Código	Flange mm	Recortável até mm	Código Cores
11202	44	32	●
11203	57	44	●
11204	70	57	●

Caixa com 5 unidades

Convexa Recortável com Adesivo Hipoalergênico

Código	Flange mm	Recortável até mm	Código Cores
11402	44	25	●
11403	57	38	●
11404	70	51	●

Caixa com 5 unidades

Convexa Pré Cortada com Adesivo Hipoalergênico

Código	Flange mm	Pré corte mm	Código Cores
11503	44	22	●
11504	44	25	●
11505	57	29	●
11506	57	32	●

Caixa com 5 unidades

Plana Biselada Recortável sem Adesivo

Código	Flange mm	Recortável até mm	Código Cores
15102	44	32	●
15103	57	44	●
15104	70	57	●

Caixa com 5 unidades

Convexa Biselada Recortável sem Adesivo

Código	Flange mm	Recortável até mm	Código Cores
15302	44	25	●
15303	57	38	●
15304	70	51	●

Caixa com 5 unidades

Linha CeraPlus™ Premier Sistema de Uma Peça

Linha CeraPlus™ Premier - Fechamento Lock'n Roll

Código	Tipo de Filme	Filtro	UNDS por Caixa	Tipo de Bolsa e Barreira	Recortável ou Pré-cortada
8901	Opaca	Sim	10	Drenável, Plana	Recortável de 13 - 64 mm
8295	Opaca	Sim	10	Drenável, Plana	Pré-Corte de 25 mm
8935	Opaca	Sim	10	Drenável, Plana	Pré-Corte de 35 mm
89111	Opaca	Sim	5	Drenável, Convex	Recortável de 13 - 51 mm
8993	Opaca	Sim	5	Drenável, Convex	Pré-Corte de 29 mm
89511	Opaca	Sim	5	Drenável, Soft Convex	Recortável de 13 - 55 mm
8931	Ultra Transparente	Não	10	Drenável, Plana	Recortável de 13 - 64 mm
89811	Ultra Transparente	Não	5	Drenável, Convex	Recortável de 13 - 51 mm

Possui janela de visualização nas bolsas opacas.

Adapt CeraRing

Anéis Planos com Cerâmica

Código	Tipo	Diametro Externo - mm
8805	Plano	48
8815	Plano Slim	48

Caixa com 10 unidades

Hollister do Brasil Ltda.

Av. Jabaquara, 2958 - 7º andar - Conjunto 71 a 73
São Paulo - SP - Tel.: (11) 5595-9650
hollister.brazil@hollister.com.br

www.hollister.com.br

Hollister e logo, CeraPlus™, e "Cuidados em Estomia. Pele Saudável. Resultados Positivos." é uma marca de serviço da Hollister Incorporated.

*Remois is a technology of Alcare Co., Ltd.

© 2015 Hollister Incorporated.

922745-0115

