



Total segurança.
Flexibilidade.



***Premier Soft Convex
Sistema uma Peça com Convexidade Macia.***

**Desenhado para manter-se ajustado,
independente do formato do corpo.**

Quando o assunto é encontrar a melhor solução para os pacientes, a adaptação vem sempre em primeiro lugar.

Para resultados positivos o conforto e facilidade de uso são essenciais, tanto no hospital como após a alta hospitalar.

E é exatamente por isso que a Hollister apresenta a exclusiva Premier Soft Convex, um novo sistema coletor que oferece ao mesmo tempo convexidade e flexibilidade.

Possui uma barreira desenvolvida para se ajustar aos contornos do corpo sem comprometer a adaptação do dispositivo. Além disso, vem com suporte para cinto e barreira com adesivo hipoalergênico Hollister, oferecendo ainda mais segurança.


E vem com a nova Janela de Visualização que facilita o posicionamento da bolsa e permite a observação do efluente.

Descubra o conceito mais atual de convexidade.

Premier Soft Convex Sistema uma Peça com Convexidade Macia.

Desenhado para manter-se ajustado, independente do formato do corpo.

- A barreira convexa oferece ótima adaptação, promovendo leve pressão ao redor do estoma enquanto se molda aos contornos do corpo.
- Seu formato ajuda na aderência ideal para a prevenção de vazamento.
- A nova Janela de Visualização facilita o posicionamento da bolsa e a observação do efluente sem necessidade de retirar o equipamento.
- A barreira vem com o adesivo Hollister® para oferecer maior segurança.
- Possui suporte para cinto integrado que auxilia ainda mais a manter a bolsa na posição correta.



Premier Soft Convex permite uma ótima adaptação promovendo uma leve pressão na região periestomal, enquanto se adapta aos contornos naturais do corpo

**Descubra o conceito mais atual de convexidade.
Pergunte ao representante Hollister® da sua região.**

Premier Soft Convex Sistema uma Peça com Convexidade Macia

Disponível em diversas configurações, possui barreira Flextend e vem com filtro integrado AF 300, fechamento Lock'n Roll e a nova Janela de Visualização.


Características da nova Bolsa Premier Soft Convex



Suporte integrado para Cinto
Para aqueles que desejam a segurança extra do Cinto Hollister.



Convexidade macia e flexível
Desenvolvida para se adaptar às características de cada estomizado promovendo conforto e segurança.



Filtro AF300
Permite que o ar saia do interior da bolsa, impedindo o balonamento. O carvão ativado destrói todos os tipos de moléculas de odor.



Barreira Flextend para bolsa drenável
Durabilidade e flexibilidade com a segurança adicional exclusiva do adesivo Hipoalergênico Hollister.



Pré-Cortadas e Recortáveis
Oferece uma área recortável de até 55mm para se adaptar em uma grande variedade de tamanhos de estomas.

Tabela de Produtos		
	Código	Recortável até
Opaca	8674	25 mm
Opaca	8678	38 mm
Opaca	86711	55 mm
Ultras transparente	8574	25 mm
Ultras transparente	8578	38 mm
Ultras transparente	85711	55 mm

Caixa com 05 unidades

	Código	Pré-cortada
Opaca	8661	22mm
Opaca	8662	25mm
Opaca	8663	29mm
Opaca	8664	32mm
Opaca	8665	38mm
Opaca	8666	44mm

Caixa com 05 unidades

Fechamento Integrado Lock'n Roll
Facilidade e segurança garantidas pelo fechamento por conectores plásticos.



Hollister® do Brasil Ltda.

Av. Jabaquara, 2958

7º andar – Conjunto 71 a 73

São Paulo – SP

Tel.: (11) 5595-9650

hollister.brazil@hollister.com.br

www.hollister.com.br